

Gymnic Opti Ball piłka do ćwiczeń przezroczysta



Symbol
produktu

LP-9655

GYMNIC OPTI BALL PIŁKA DO ĆWICZEŃ PRZEZROCZYSTA

Dzięki zastosowaniu przezroczystego materiału możliwe jest obserwowanie ruchów osoby ćwiczącej w trakcie różnego rodzaju aktywności, dlatego piłki te są szczególnie polecane fizjoterapeutom oraz nauczycielom prowadzącym gimnastykę korekcyjną. Piłki Opti Ball są również atrakcyjne dla dzieci, co pozwala wzbudzić ich zainteresowanie i stanowi element urozmaicenia zajęć ruchowych. Znajdą zastosowanie w domu, placówce edukacyjnej czy rehabilitacyjnej.

Właściwości


- wysoka jakość wykonania
- unikalny design
- możliwość wykorzystania w trakcie zabawy, terapii lub aktywnego siedzenia
- dostępne warianty: max Ø 55 cm, max Ø 65 cm, max Ø 75 cm, max Ø 95 cm
- rekomendowana waga użytkownika: max. 120 kg
- produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I

Uwaga: przezroczystość piłki może nieco odbiegać od zdjęć poglądowych, uzależniona jest od ustawień monitora, partii produkcyjnej, oświetlenia pomieszczenia itp.

Piłka może pęknąć w przypadku kontaktu z ostrym przedmiotem, dlatego przed użyciem należy upewnić się, że na podłożu nie znajdują się tego typu przedmioty. Produkt przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń z masą własnego ciała - nie należy stosować dodatkowego obciążenia.

Piłkę należy dobrać do wzrostu użytkownika

Wzrost H	Rozmiar piłki Ø
m	cm
<1,35	30 - 35
1,35 - 1,54	45
1,55 - 1,69	55
1,70 - 1,84	65
1,85 - 2,04	75



Opis

* rekomendowane rozmiary są orientacyjne, po dokonaniu zakupu należy sprawdzić czy dany rozmiar jest odpowiedni (w trakcie siedzenia uda powinny być ustawione mniej więcej równoległe do podłoża)

Dlaczego warto wybrać produkty Gymnic?

- Całość produkcji odbywa się we Włoszech.
- Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości PVC, zgodnie z rozporządzeniem REACH - EC 1907/2006 regulującym kwestie stosowania chemikaliów (nie zawierają ftalanów, lateksu, ołowiu czy BPA).
- Firma Ledraplastic (producent marki Gymnic) kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, w związku z czym proces produkcyjny nie generuje żadnych spalin szkodliwych dla atmosfery, a większość produktów nadaje się w całości do recyklingu.



HIGH QUALITY
PVC



Opis
hurtowy


Właściwości

- wysoka jakość wykonania
- unikalny design
- możliwość wykorzystania w trakcie zabawy, terapii lub aktywnego siedzenia
- dostępne warianty: max Ø 55 cm, max Ø 65 cm, max Ø 75 cm, max Ø 95 cm
- rekomendowana waga użytkownika: max. 120 kg
- produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I

Piłka może pęknąć w przypadku kontaktu z ostrym przedmiotem, dlatego przed użyciem należy upewnić się, że na podłożu nie znajdują się tego typu przedmioty. Produkt przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń z masą własnego ciała - nie należy stosować dodatkowego obciążenia.

Piłkę należy dobrać do wzrostu użytkownika

Wzrost H	Rozmiar piłki Ø
m	cm
<1,35	30 - 35
1,35 - 1,54	45
1,55 - 1,69	55
1,70 - 1,84	65
1,85 - 2,04	75



* rekomendowane rozmiary są orientacyjne, po dokonaniu zakupu należy sprawdzić czy dany rozmiar jest odpowiedni (w trakcie siedzenia uda powinny być ustawione mniej więcej równoległe do podłoża)